



ご使用にあたっては、添付文書を必ずお読みください。

## レッグサイエンス舞の取扱方法

- 40℃以下の水で洗濯機によるネット洗いが可能です。
- 乾燥機は使用せず、日陰でつり干ししてください。
- 繊維を傷める原因となりますので、塩素系漂白剤・アイロン・ドライクリーニングの使用はお控えください。



## 履き方と脱ぎ方に関する動画のご案内



▲こちらよりレッグサイエンス舞の履き方・脱ぎ方等の動画をご覧いただけます。

【URL】[http://lsmaj.jms.cc/how\\_to/](http://lsmaj.jms.cc/how_to/)

医療用弾性ストッキング レッグサイエンス舞の詳しい情報については▼こちらをご覧ください。

【URL】<http://lsmaj.jms.cc/>